

NEVSTŘEBATELNÝ ŠICÍ MATERIÁL

FILAPEAU®



ŠITÍ KŮŽE

NEVSTŘEBATELNÉ

MONOFIL POLYAMIDU

- velmi jemný
- dobrá pevnost
- dobrá kluznost
- mírně elastické
- výjimečné držení uzlu
- modré i bezbarvé provedení

INDIKACE

- sutura kůže
- plastická chirurgie

						EP	0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6				
						USP	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3				
PROVEDENÍ	JEHLA	ZAKŘIVENÍ	VEL. JEHLY (mm)	DÉLKA VLÁKNA (cm)	BARVA VLÁKNA															
jednonávek	kulatá s mikro-hrotem	3/8	12	90	modrá					87121										
			20		modrá					87234										
	řezací	3/8	12	90	modrá			87000F	87004F											
			13		modrá			87098F	87249F											
			16	45	nebarv.			87122												
				90	modrá		87002F	87001F	87003F	87296F										
			18	45	nebarv.			87123												
				90	modrá			87006F	87007F	87298	87497									
			20	90	modrá			87005F	87100F	87300	87498									
					nebarv.					87301										
			90	25	modrá			87120F	87305F	87499	87520									
				30	modrá				87310	87500	87521	87599								
				35	modrá					87312	87505	87522	87600	87755						
				40	modrá						87506		87601							
				50	modrá								87603							
				1/2	13	modrá	87010F													
					16	modrá			87008F	87109F										
			20		modrá			87009	87110F	87320										
			25		modrá				87111	87321F	87509									
			30		modrá					87322	87510		87675	87762						
	35	modrá						87323	87511	87530	87676	87763								
	40	modrá							87512			87764								
	45	modrá							87513		87678									
	rovná	50	modrá								87679	87765								
		50	modrá				87200	87380	87580	87550	87680									
		60	modrá				87201	87381	87582	87560										
	65	modrá					87382	87581		87700										
	dvojnávek	kulatá s mikro-hrotem	rovná	60	90	modrá						87583								
	předstřih				6 × 40	modrá					87340	87540	87940	87640	87740	87840				
	cívky				250	modrá					87150									

BALENÍ

- JEHLOVÉ NÁVLEKY: standardně baleny po 36 kusech v krabici
- BEZJEHLOVÉ NÁVLEKY: standardně baleny po 24 kusech v krabici.

TERYLENE



BĚŽNÁ CHIRURGIE

NEVSTŘEBATELNÉ

PLETENÝ POLYESTEROVÝ MATERIÁL

- bez kapilarity
- dobrá snášenlivost
- dobrá kluznost

INDIKACE

- chirurgie zaživacích cest
- gynekologie
- běžná chirurgie

PROVEDENÍ	JEHLA	ZAKŘIVENÍ	VEL. JEHLY (mm)	DĚLKA VLÁKNA (cm)	BARVA VLÁKNA	USP																			
						1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7	8										
jednonávek	kulatá s mikro-hrotem	3/8	16	75	černá				22240																
			25																						
			30																						
		25	1/2			75																			
		30																							
		35																							
		36																							
		40																							
		40																							
		20	řezací	3/8		16	75	22138																	
	25																								
	30																								
	35																								
	40																								
	50																								
	30	1/2		75	22207	22275		22343																	
	35					22276		22344	22412	22480															
	40																								
	50																								
	30																								
35																									
36																									
40																									
48																									
rovná			50	75	černá																				
cívky				125	černá																				
				250	černá																				

POLYTRESSE®



OBEČNÁ CHIRURGIE

NEVSTŘEBATELNÉ

PLETENÝ POLYESTEROVÝ MATERIÁL POTAŽENÝ TEFLONEM

- dobrá pevnost
- výborné držení uzlů
- zvýšená pružnost

- doporučeno pro ort. chirurgii s jehlou Orthoshape®
- trojúhelníkové jehly

INDIKACE

- ortopedická chirurgie

- zaživací a urogynekologická chirurgie
- běžná chirurgie

VEL. JEHLY (mm)	DĚLKA VLÁKNA (cm)	USP		BARVA	NÁVLEK	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	5	
		EP	EP											
		1,5	2											
KULATÁ S MIKROHROTEM 1/2 C														
26	75	zelená	jednonávek					91S30C	91S35F	91S40H				
		bílá						91I30C						
KULATÁ 3/8C														
18	75	bílá	jednonávek				91I20A							
KULATÁ SE ZABROUŠENÝM HROTEM 1/2 C														
50	75	zelená	jednonávek										91S70C	
		bílá											91I70C	
ŘEZACÍ 3/8 C														
19	75	zelená	jednonávek						91S30A					
26									91S30B	91S35B	91S40J			
30										91S35D	91S40D	91S50C		
50														
ŘEZACÍ 1/2 C														
22	75	zelená	jednonávek						91S35A*	91S40A*	91S50A*			
26											91S40B			91S60a
30								91S20C	91S30D	91S35C	91S40C	91S50B		
36									91S30F	91S35E	91S40E	91S50D*	91S60B*	
40											91S40F	91S50E*	91S60C	91S70A
48											91S40G		91S60D	
ŘEZACÍ ROVNÁ														
50	75	zelená	jednonávek			91S20B	91S30E	91S35G	91S40K					
CÍVKA														
	250		zelená	91R15A	91R20A	91R30A	91R35A	91R40A	91R50A					

