

ŠICÍ MATERIÁL PRO **OČNÍ CHIRURGII**





Sinus Point je švýcarská společnost specializující se na výrobu mikro jehel a mikro šicích materiálů.

Dlouhodobé zkušenosti, výjimečné know-how a 100% kontrola kvality jsou zárukou vynikajícího produktu uznávaného nejlepšími chirurgy po celém světě.

Sinus Point mikro-jehly jsou vyráběné z nejvyšší medicínské nerezové oceli AISI 304V. Tento materiál dělá naše jehly nezlomitelné.



MIKRO-JEHLY SINUS POINT

ŠPACHTLOVÁ JEHLA

- Spatula – SP100
- průměr 0,10–0,38 mm




KULATÁ JEHLA S MIKROHROTEM

- Taperpoint – kulatá s mikrohrotem – TP50
- průměr 0,05–0,43 mm



TROJÚHELNÍKOVÁ JEHLA

- Reversní řezací – RC150
- průměr 0,10–0,38 mm



OČNÍ ŠITÍ

VLÁKNA SINUS POINT



Sinusorb®
střednědobě vstřebatelný
pletený materiál (PGA)



Zelený nebo bílý pletený
polyesterový materiál



Černý polyamidový monofilní
materiál (polyamid 6.6)



Modrý polypropylenový
monofilní materiál



Černý pletený
hedvábný materiál



Černý nebo modrý PVDF
monofilní materiál



Modrý pletený panenský
hedvábný materiál

PŘEHLED KVALITY

- jehly vyrobené ze série AISI 304V nerezové oceli
- 100% kontrola pod mikroskopem se stejným zvětšením jako na operačním sále
- nejvyšší standard kvality vláken
- průběžné cvičení operatérů vyrábějících šití



OČNÍ ŠITÍ

KÓD	VLÁKNO			JEHLA				SA / DA*
	USP	TYP	DÉLKA (CM)	TYP	PRŮMÉR (μm)	VELIKOST (mm)	ZAKŘIVĚNÍ	
VŠEOBECNÉ UZAVŘENÍ								
8505	10/0	černý nylon	30	Spatula	150	6,4	3/8	DA
8134	10/0	Sinusorb® - PGA	15	Spatula	150	6,0	3/8	SA
8137	10/0	Sinusorb® - PGA	15	kulatá s mikrohrotem	150	5,0	3/8	SA
8101	10/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	150	6,0	1/2	SA
8121	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	200	6,4	3/8	SA
8124	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	150	6,0	3/8	SA
8125	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	150	6,0	1/2	DA
8104	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	200	6,4	3/8	SA
8113	8/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula	200	6,4	3/8	DA
8112	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	200	6,4	3/8	DA
8109	8/0	Sinusorb® - PGA	30	kulatá s mikrohrotem	150	6,4	3/8	SA
8126	7/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	200	6,0	1/2	DA
8102	7/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula	200	6,4	3/8	SA
8111	7/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula	200	6,4	3/8	DA
ZELENÝ ZÁKAL (GLAUKOM)								
8505	10/0	černý nylon	30	Spatula	150	6,4	3/8	DA
8508	9/0	černý nylon	30	Spatula	150	6,4	3/8	DA
8801	6/0	černé hedvábné	30	reverzní řezací	280	8,0	3/8	SA
SÍTNICE								
8211	6/0	polyesterové zelené	45	Spatula	330	8,0	1/4	DA
8228	6/0	polyesterové bílé	45		330	8,0	1/4	DA
8212	5/0	polyesterové zelené	45		380	8,0	1/4	DA
8217	5/0	polyesterové bílé	45		380	8,0	1/4	DA
8117	6/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	DA
8107	6/0	Sinusorb® - PGA	45		240	8,0	1/4	DA
8123	5/0	Sinusorb® - PGA	45		380	8,0	1/4	DA
ŠEDÝ ZÁKAL (KATARAKT)								
8416	10/0	černý nylon	15	Spatula	150	6,0	3/8	SA
8500	10/0	černý nylon	30		150	6,0	3/8	DA
8418	10/0	černý nylon	15		150	6,4	3/8	SA
8509	10/0	černý nylon	30		200	6,4	3/8	DA
8422	9/0	černý nylon	15		150	6,4	3/8	SA
8496	8/0	černý nylon	30		200	6,4	1/4	DA
8915	8/0	panenské modré hedvábné	45		200	6,4	3/8	DA
8737	10/0	modré polypropylenové	30		150	6,4	3/8	DA
8738	9/0	modré polypropylenové	30		150	6,4	3/8	DA
SPECIÁLNÍ								
8701	10/0	modré polypropylenové	10	Spatula	150/100	16 & 4,0	rovná & 3/8	DA
8726	10/0	modré polypropylenové	23		150	5,0	rovná	DA
ŠILHÁNÍ (STRABISMUS)								
8211	6/0	polyesterové zelené	45	Spatula	330	8,0	1/4	DA
8212	5/0	polyesterové zelené	45		380	8,0	1/4	DA
8125	9/0	Sinusorb® - PGA	30		150	6,0	1/2	DA
8121	9/0	Sinusorb® - PGA	30		200	6,4	3/8	SA
8144	7/0	Sinusorb® - PGA	45		200	6,0	1/2	DA
8127	6/0	Sinusorb® - PGA	30		240	6,4	1/2	DA
8107	6/0	Sinusorb® - PGA	45		240	8,0	1/4	DA
8117	6/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	DA
8118	6/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	3/8	DA
8120	5/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	DA
8142	5/0	Sinusorb® - PGA	45		330	8,0	1/4	SA
8123	5/0	Sinusorb® - PGA	45		380	8,0	1/4	DA
8809	6/0	černé hedvábné	45		240	8,0	1/4	DA
TRANSPLANTACE ROHOVKY (KERATOPLASTIKA)								
8493	11/0	černý nylon	30	Spatula	150	5,0	1/2	DA
8500	10/0	černý nylon	30		150	6,0	3/8	DA
CHIRURGIE OČNÍHO VÍČKA								
8108	6/0	Sinusorb® - PGA	45	reverzní řezací	240	8	3/8	DA
8140	6/0	Sinusorb® - PGA	45	reverzní řezací	280	12,0	3/8	DA
8133	6/0	Sinusorb® - PGA	45	reverzní řezací	430	12,0	3/8	SA
8138	6/0	Sinusorb® - PGA	45	reverzní řezací	280	12,0	3/8	SA
8143	6/0	Sinusorb® - PGA	45	kulatá s mikrohrotem	440	13,0	3/8	DA
8136	5/0	Sinusorb® - PGA	45	reverzní řezací	430	12,0	3/8	DA
8128	5/0	Sinusorb® - PGA	45	reverzní řezací	430	16,0	3/8	SA
8709	6/0	modré polypropylenové	75	reverzní řezací	330	13,0	3/8	DA
8777	5/0	modré polypropylenové	75	reverzní řezací	430	12,0	3/8	DA
8710	5/0	modré polypropylenové	75	reverzní řezací	430	16,0	3/8	SA
8553	5/0	černý nylon	45	reverzní řezací	430	12,0	3/8	SA
8443	4/0	černý nylon	45	reverzní řezací	430	12,0	1/2	SA
8801	6/0	černé hedvábné	30	reverzní řezací	240	8,0	3/8	SA
8808	6/0	černé hedvábné	45	reverzní řezací	280	12,0	3/8	DA
8818	5/0	černé hedvábné	45	reverzní řezací	430	12,0	3/8	DA
8802	4/0	černé hedvábné	45	reverzní řezací	430	12,0	3/8	SA
8817	4/0	černé hedvábné	45	reverzní řezací	430	16,0	3/8	SA